

シムジア®をお使いいただいている患者さんへ

シムジア®皮下注200mg オートクリックス® 使用後の取り扱いに関するお願い

「シムジア®皮下注200mgオートクリックス®」を注射した後に針が完全に格納されず、1.4ミリ程度露出する場合がございます。

注射後に針が完全に格納されていない場合には、けがや事故を防止するため、下記の点にご注意いただきますようお願い申し上げます。

- ・針には触れないでください
- ・再度キャップをしないでください
- ・針が露出しないよう、ガラスやプラスチック製のふた付き保存容器等に入れて医療機関へご持参ください

なお、注射の際に薬液は全量投与できていますので、薬の効果に影響はございません。患者さんやご家族のみなさまには多大なるご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。よろしくようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先

ユーシービージャパン株式会社

ユーシービーケアーズ コンタクトセンター

TEL：0120-093-189

(受付時間 9:00～17:30、土日祝日および当社休業日を除く)